

Parkoppling

Bluetooth Classic

Hörapparater och Android



OBS: Det ser liknande ut på de flesta Android-telefoner. Det kan dock se lite annorlunda ut i din telefon jämfört med bilderna i denna bruksanvisning.

Om du stöter på problem, ta hjälp av någon i din omgivning med telefonvana




Erik Nästesjö Todd
hosaudionomen.com


Medverkande: Zandra Alm, leg. audionom

Parkoppla hörapparaterna med din Android


(för att kunna lyssna på ljud från t.ex. telefonsamtal och musikprogram)



1. Hitta och tryck på **Inställningar**.
Ibland kan du behöva "swipa" nedifrån och upp för att hitta den.




2. Om inte "Bluetooth" ligger synligt i första menyraden - tryck först på **Anslutning** och sedan på **Bluetooth**.



3. Slå **på** bluetooth om den inte redan är på. Tryck sedan på **Sök**.

Starta om hörapparaterna medan den söker. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdningsbara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.




4. En av hörapparaterna ska dyka upp under "Tillgängliga enheter". **Tryck på den för att parkoppla.**

Om allt gått rätt till ska hörapparaten sedan hamna under "Sammankopplade enheter". **Klart!**


Ladda ner app på din Android

(för att kunna styra inställningar i hörapparaterna,
t.ex. öka och sänka volymen)




1. Hitta och tryck på
Play butik eller
Google play.



Ladda ner appen
"myPhonak".



2. När du laddat ner
appen, hitta den bland
dina andra appar och
tryck på den.



3. I början kommer en del introduktion. Du kan välja att läsa igenom eller trycka på **Hoppa över rundtur**. Du kan också välja mellan **Skapa konto** eller **Fortsätt utan konto**.




4. Tryck dig vidare på de **gröna knapparna**. **Tillåt** att ge åtkomstbehörighet till enhetens plats (nödvändigt för att komma vidare).



5. Nu behöver du först **starta om dina hörapparater** för att det ska hända något. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdnings-bara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.

Tryck sedan på **hörapparaternas namn** när de dyker upp under "Hittade enheter".



6. Tryck på **OK** på begäran om sammankoppling

08:06

67%

Parkopplingen har slutförts!

Du är nu redo att använda myPhonak app



7. Klicka på **Fortsätt**.


08:06

67%

Automatiskt Offentlig telespole

V 100%

H 99%



8. Grattis, nu kan du t.ex. ändra volymen och andra inställningar

Klart!

Justera program


Hem Hälsa Enheter Support Profil

Om något inte fungerar


(t.ex. om det inte kommer ljud upp i hörapparaterna eller att de inte hittas i appen)

- Starta om hörapparaterna och telefonen.
- Se till att ha senaste uppdateringen av operativsystemet.
- Prova att ta bort parkopplingen till hörapparaterna (se sid. 7 - 10) och gör sedan om parkopplingen (se sid. 1 – 5).
- Prova att ta bort parkopplingar till andra enheter som du ändå inte använder.


Ta bort parkoppling mellan Hörapparater och Android



Ta bort parkoppling mellan hörapparaterna och din Android (om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in igen på Bluetooth och tryck på kugghjulet som står till höger om din hörapparat.



2. Tryck på "Glöm den här enheten".


Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid. 1 – 2.

Ta bort parkoppling till appen


(om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in i appen och tryck på den **Enheter** i den nedre menyn.



2. Scrolla ner och tryck på **Produktinformation** under "Dina hörapparater".



3. Tryck på **Glöm min(a) enhet(er)**.



4. Trycka på **Bekräfta**.

Du kan också behöva gå in på Bluetooth och ta bort hörapparaterna därifrån som det står **LE_** framför. **Se sid. 8.**

Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid. 3.