


# Parkoppling

## Hörapparater och Android




**OBS:** Det ser liknande ut på de flesta Android-telefoner. Det kan dock se lite annorlunda ut i din telefon jämfört med bilderna i denna bruksanvisning.


Om du stöter på problem, ta hjälp av någon i din omgivning med telefonvana

# Parkoppla hörapparaterna med din Android


(för att kunna lyssna på ljud från t.ex. telefonsamtal och musikprogram)



1. Hitta och tryck på "Inställningar".  
Ibland kan du behöva "swipa" nedifrån och upp för att hitta den.




2. Om inte "Bluetooth" ligger synligt i första menyraden - tryck först på "Anslutning" och sedan på "Bluetooth".



3. Slå på bluetooth om den inte redan är på. Tryck sedan på "Sök".

Starta om hörapparaterna medan den söker. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdningsbara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.




4. En av hörapparaterna ska dyka upp under "Tillgängliga enheter". Tryck på den för att parkoppla.


Om allt gått rätt till ska hörapparaten sedan hamna under "Sammankopplade enheter". Klart!

## Ladda ner app på din Android

(för att kunna styra inställningar i hörapparaterna,  
t.ex. öka och sänka volymen)




1. Hitta och tryck på  
"Play butik" eller  
"Google play" och ladda  
ner appen "myPhonak".




2. När du laddat ner  
appen, hitta den bland  
dina andra appar och  
tryck på den.




3. Klicka dig fram tills du kommer fram till denna meny. Tryck på "Fortsätt".



4. Starta om hörapparaterna medan den söker. Ta dem i och ur laddaren om de är uppladdningsbara. Annars öppna och stäng batteriluckorna.



5. När hörapparaterna dykt upp i listan så tryck på "Välj".



6. Klicka dig fram tills du kommer fram till denna meny. Här kan du t.ex. ändra volymen och andra inställningar.


Klart!

## **Om något inte fungerar**

(t.ex. om det inte kommer ljud upp i hörapparaterna eller att de inte hittas i appen)


- Starta om hörapparaterna och telefonen.
- Se till att ha senaste uppdateringen av operativsystemet.
- Prova att ta bort parkopplingen till hörapparaterna (se sid. 7 - 10) och gör sedan om parkopplingen (se sid. 1 – 5).
- Prova att ta bort parkopplingar till andra enheter som du ändå inte använder.

# Ta bort parkoppling mellan Hörapparater och Android






## Ta bort parkoppling mellan hörapparaterna och din Android (om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in igen på Bluetooth och tryck på kugghjulet som står till höger om din hörapparat.




2. Tryck på "Glöm den här enheten".



Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid. 1 – 2.

# Ta bort parkoppling till appen


(om det t.ex. slutar fungera av någon anledning)



1. Gå in i appen och tryck på den steckade ikonen uppe i högra hörnet.



2. Tryck på "Mina hörapparater".



3. Scrolla ner lite och tryck på "Glöm enheter".

När det kommer upp en fråga om du vill glömma dina hörapparater så trycker du på "Ja, glöm dem".

Du kan också behöva gå in på Bluetooth och ta bort hörapparaterna därifrån som det står LE\_ framför. Se sid. 8.

Om du vill parkoppla igen så följ stegen på sid. 3 – 5.



Erik Nästesjö Todd  
*hosaudionomen.com*