




# FÅ DINA HÖRAPPARATER ATT HÅLLA LÄNGRE!



RENGÖR HÖRAPPARATEN  
**MINST EN GÅNG I VECKAN**  
MED EN TORR DUK.




KONTROLLERA **DAGLIGEN** OM  
DET FINNS ÖRONVAX I  
**VENTILATIONSKANALEN**. RENSA I  
SÅ FALL MED VERKTYG. BYT ÄVEN  
**VAXFILTER** OM DÄR FINNS VAX  
(SE NÄSTA SIDA HUR MAN GÖR).




**TORKA HÖRAPPARATERNA** OM  
DE BLIVIT BLÖTA (AV VÄDER,  
SVETT OSV). VET DU MED DIG  
ATT DU HAR FUKTIGA ÖRON?  
KÖP EN **ELEKTRONISK TORKARE**.


# HUR DU BYTER DITT VAXFILTER



1. TA FRAM EN "VAXPINNE" MED NYTT VAXFILTER.



2. FÖR PINNEN MED TOMMA ÄNDEN RAKT IN\* I HÖRAPPARATENS GAMLA VAXFILTER.



3. DRA SEDAN RAKT UT. DET GAMLA VAXFILTRET SITTER NU PÅ PINNEN.



4. VÄND RUNT PINNEN OCH GÖR LIKADANT IGEN - RAKT IN OCH RAKT UT. DET NYA VAXFILTRET SITTER NU PÅ HÖRAPPARATEN!

NÅGOT FEL MED HÖRAPPARATEN?



- LADDA HÖRAPPARAT / BYT BATTERI
- BYT VAXFILTRET
- RENSA VENTILATIONSKANAL
- KONTROLLERA SÅ ATT HÖRAPPARATERN SITTER RÄTT I ÖRAT. DEN SKA SITTA SOM EN PUSSELBIT.
- HAR DU OFTA VAXPROPPAR? ANVÄND VAXLÖSANDE MEDEL FRÅN APOTEKET ELLER GÅ TILL VÅRD-CENTRAL FÖR VAXBORTTAGNING.
- FORTFARANDE PROBLEM? KONTAKTA DIN AUDIONOM.

FLER SÄTT: SAMMA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FAST MED "HÅLLARE" ISTÄLLET FÖR PINNE.



SKRUVA IN PINNEN. 