





TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. HITTA DITT SÄTT!

VÄND SIDA FÖR SKRIFTLIG FÖRKLARING!



TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. **HITTA DITT SÄTT!**

VÄND SIDA FÖR ATT SE BILDER!

- 1.** HÖRAPPARATSDELEN SKA SITTA BAKOM ÖRAT. INSATSEN HAR EN KANAL (HÅL) SOM SKA VARA RIKTAD IN MOT HÖRSELGÅNGEN. SLANGEN SKA VARA RIKTAD UPPÅT.
- 2.** TA TAG I VINGEN MED PEKFINGER OCH TUMME OCH PLACERA INSATSEN I HÖRSELGÅNGENS MYNNING UTAN ATT ROTERA HANDEN ELLER HANDLEDEN. DRA SAMTIDIGT I ÖRAT SNETT UPPÅT MED DEN ANDRA HANDEN OM DU KAN FÖR ATT RÄTA UT HÖRSELGÅNGEN.
- 3.** ÖVERGÅ TILL ATT TRYCKA MED PEKFINGRET PÅ INSATSEN I OLIKA VINKLAR TILLS DEN PASSAR SOM EN PUSSELBIT I ÖRAT.
- 4.** LÄGG SLUTLIGEN HÖRAPPARTEN BAKOM ÖRAT. KLART!